

POURQUOI CHOISIR

Smart Rx  
case

POUR VOTRE OFFICINE ?



**Fonctionnement en autonomie ou interconnecté avec le LGO<sup>®</sup>**  
Facile d'utilisation



**Innovant**  
Donne une image moderne et dynamique à votre officine



**Personnalisable**  
Modulable selon vos besoins



**Améliore les flux**  
Evite les files d'attente dans votre pharmacie



**Service à valeur ajoutée**  
En accès libre dans votre officine ou en extérieur 24h/24, 7j/7 pour vos patients et leurs aidants



**Pratique**  
Votre patient flashe le QR code reçu sur son portable pour retirer sa commande

Smart Rx

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS ?

CONTACTEZ-NOUS



0825 556 001



[www.smart-rx.com](http://www.smart-rx.com)



Smart Rx  
case

Solution innovante de casiers connectés, sécurisés, thermorégulés



Janvier 2023

## LES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Fonctionnement en mode connecté à votre LGO Smart Rx ou autonome
- ✓ Thermorégulation supportant des écarts de températures extérieures allant de -20°C à +45°C ; isolation thermique pour garantir une bonne conservation des produits pharmaceutiques
- ✓ Ecran 27" full HD tactile, blindé et de luminosité adaptative
- ✓ Déverrouillage assisté
- ✓ Eclairage de courtoisie dans le casier
- ✓ Accès PMR



Smart Rx  
case

### Mettez à disposition :

- Ordonnances
- Parapharmacie (Clic & Collect)
- Promis
- Piluliers
- Articles pour les paramédicaux (IDE)


## PERSONNALISABLE

Smart Rx case est une solution modulaire et personnalisable :

- 1 colonne principale avec écran tactile modulable avec 1 à 4 casiers
- 1 à 8 colonnes additionnelles modulables avec 3 à 12 casiers

### Options :

- Casiers sur mesure disponibles
- Désinfection : une protection sanitaire efficace des casiers
- Habillage externe personnalisable
- Accès avant/arrière pour un chargement par l'arrière et un retrait par l'avant idéal pour une vitrine



## EN PRATIQUE

1

Le patient dépose son ordonnance ou sa commande à la pharmacie ou la transmet par mail, téléphone ou via le site e-commerce.

2

L'ordonnance ou la commande est préparée par l'équipe officinale et est déposée dans le casier.

3

Le patient est alerté de la disponibilité de ses produits par un mail/sms.

4

Le patient scanne le QR code reçu devant le lecteur de la Smart Rx case

5

Le patient récupère ses produits à sa convenance. Possibilité en 24h/24, 7j/7.

*Dans le cas d'une ordonnance, le conseil du pharmacien reste important.*